

BODYSTIM (corrents interferencials)

Lorena Vaquer Navarro



ció i molt fàcil aplicació.

Per mitjà de les corrents interferencials treballen en diversos programes la cel·lulitis, reafirmació facial i corporal, activació del metabolisme, drenatge venós i limfàtic (com en la pressoteràpia) i tractaments analgèsics i estimulants. Aquestes corrents tenen alta tolerància i una enorme versatilitat que permeten utilitzar aquest equip tant en tractaments corporals, facials incluint la reafirmació dels pits. L'efectivitat de les corrents interferencials es deu a l'aplicació de baixa freqüència a gran profunditat.

Els efectes de la sessió depen-

dran de la gama de freqüències utilitzades:

- De 1-10 Hz estimularem el múscul en cas d'atròfia.
- De 10-25 Hz estimulació muscular, més problemes circulatoris i de congestió.
- De 50-100 Hz efecte analgèsic en dolors d'origen reumàtic, articular i nerviós.
- De 80-100 Hz acció sedant.
- De 1 a 100 Hz té tots els efectes abans esmentats.

Bé, espere que tot aquest contingut os haja aclarit un poc la utilitat del BODYSTIM. Per si a quedat algun dubte puc resumir:

-Que és un aparell de fàcil i senzilla manipulació.

-Que treballa 7 programes lliures (que jo puc personalitzar), 18 corporals (incloent tonificació, alleugerament, cel·lulitis, antiinflamatoris, analgèsics i circulatoris) i 5 facials.

-Que, sobre tot, millora la qualitat de la pell i el to muscular.

-I que les corrents que emiteix són molt placenteres.

I com sempre en qualsevol dubte us rebré encantada per a què fiqueu a prova tot el que us he contat.

A REVEURE!!!

P.D. Aprofito aquesta secció del Tossal Gros per a donar a conèixer el proper Server de Depilació per Làsser.

M'agrada quan la gent em comenta coses a les que faig referència en els meus articles (m'afalaga saber que la meua secció d'estètica és d'utilitat) i conforme em va dir una clienta una vegada, sempre intente enganxar uns articles amb els altres.

Bé doncs, una vegada els peus a terra de les nostres vacances a Tenerife (aeroport Regina Sofia, Puerto de la Cruz, Llacs Martiànez, camells, Teide, Parc les Agües, Loro Parc, Gran Hotel Turquesa Platja...tot açò es mereix un altre article...) amb el cos ben descansat i amb uns quilts de més, és quan comence -i urgentment!!!- el tractament que més efectivitat puga tindre en el meu cos i això ho aconseguiré amb el BODYSTIM.

La seua principal missió és treballar l'atonía sense desenvolupar excessivament la massa muscular, ajude al mateix temps a eliminar els greixos sobrants. Actue de manera progressiva des de les capes més superficials fins les més profundes aconseguint així resultats millors i a més llarg termini.

Aquest aparell ofereix la possibilitat d'utilitzar 8 tipus diferents de senyals per adaptar-se a la sensibilitat del/de la client/a, els tipus de tractaments i el lloc d'actuació. Té configurats 23 programes per a tractaments facials i corporals i a més a més 7 programes d'edició personalitzada. Amb 4 canals i 8 eixides aplicats als electrodes que contenen múltiples punts de contacte per a un major àmbit d'ac-